



## Visuels :



## 7079 UNION

### Descriptif :

#### ■ Sur-blouse antislissement - lavable et réutilisable

Pour protéger la tenue de personnel soignant, contre les salissures

Encolure ronde et dégagée finie par un biais. Bas de manches élastiqués offrant un ajustement immédiat.

Fermée par boutons pressions situés à l'encolure dos, ce système permet un enfilage facile et un réglage de la largeur encolure.

La ceinture fixée au côté gauche de la taille, permet à la blouse de s'adapter à toutes les morphologies.

#### Nombre de lavages :

50 lavages industriels à 60°C + séchage

Vêtement utilisé en milieu hospitalier, devant être lavé avant la première utilisation.

1 cycle d'entretien = lavage industriel 60°C + séchage en tunnel de finition

#### Composition :

Sergé 80% polyester 20% coton - 180 g/m<sup>2</sup>

#### Taille :

Unique

#### Coloris :

Blanc

#### Conditionnement :

Sac plastique individuel transparent

### Plus produit :



Voir la notice  
d'utilisation  
[Cliquez ici](#)



#### ■ Protective Lab-coat - washable and reusable

##### To protect the clothing of nursing staff against dirt

Round neckline finished with bias - Elasticated cuffs - Press-stud fastening at the top of the back - Back opening for easy donning and undressing - Additional closure with belt fastened on left side when worn, allows better adjustment according to size - adapts to all body types thanks to its adjustable rear closure system to tie at the back

##### Number of washes:

50 industrial washes at 60°C + drying

Clothing used in hospitals, to be washed before first use

1 maintenance cycle = industrial wash 60°C + drying in a finishing tunnel

##### Composition :

Twill 80% polyester 20% cotton - 180 g/m<sup>2</sup>

##### Size:

One size

##### Colors:

White

##### Packaging:

Protective Lab Coat packed under a transparent plastic bag with a barcode